

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Кетгут простий

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна

Опис

Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ вироблений із колагену, протеїн якого сформований із 3 переплених поліпептидів. Цей матеріал електрично нейтральний у фізіологічних умовах. Шовний матеріал упакований із застосуванням консерванту, який містить приблизно 89% ізопропанолу, 2% триетаноламіну та 9% води. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ відповідає всім вимогам, встановленим для хірургічних шовних матеріалів.

Дія

Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ викликає помірну реакцію тканин, внаслідок протеолітичного процесу кетгуту, із наступним зниженням міцності на розтяг та втратою маси. Процес продовжується до повної абсорбції матеріалу. Фактори, які впливають на швидкість абсорбції матеріалу:

1. Вид шовного матеріалу. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ абсорбується швидше, ніж КЕТГУТ ХРОМОВАНИЙ.
2. Наявність інфекції. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ швидше абсорбується в інфікованих тканинах.
3. Зона застосування. Хірургічний шовний матеріал КЕТГУТ ПРОСТИЙ абсорбується швидше у тканинах, які піддаються дії протеолітичних ензимів, таких як черевна порожнина, шийка матки, піхва.
4. Міцність на розтяг втрачається приблизно на 7-14 день, повна абсорбція відбувається за 50-70 днів.

Застосування

Шви м'язів, фасцій, підшкірної клітковини, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту, паренхіматозних органів, черевини і інших ран в тканинах, що швидко загоюються. Використовують також як лігатури, що розсмоктуються.

Протипоказання

Не призначений до використання у пацієнтів з алергічною реакцією на матеріал. Не рекомендований до використання у офтальмології, серцево-судинній та нейрохірургії.

Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторне використання нитки може призвести до інфекції. Повторно не стерилізувати. Повторна стерилізація матеріалу може призвести до інфекції та втрати міцності нитки.

Заходи безпеки

Як і в роботі з іншими матеріалами, треба уникати пошкоджень під час експлуатації. Уникайте стискання матеріалу хірургічними приладами чи контакту з гострими інструментами.

Для безпеки (надійності) вузла використовується стандартна хірургічна техніка в'язання, як це передбачено хірургічними умовами, та ґрунтуючись на досвіді хірурга.

При зав'язуванні вузла, кінці ниток натягуються в протилежних напрямках з однаковою силою.

УВАГА: натяг не повинен проводитись голкою, затягуйте нитку, використовуючи пальці. Потрібно уникати ривків, які можуть пошкодити нитку чи відділити нитку від голки. Нерівномірний натяг нитки може призвести до створення небезпечного вузла. Для створення надійного вузла, необхідно затягнути нитку у відповідності до техніки в'язання стандартних хірургічних вузлів.

Стерильність

Шовний матеріал виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним протягом строку придатності, вказаному на упаковці.

Побічна дія

Включає гостру запальну реакцію тканин, як відповідь на наявність чужорідної речовини, а також тимчасовий набряк під час абсорбції.

Умови зберігання

Температура 5-30°C, відносна вологість не більше 65%, в сухому та темному приміщенні.

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with e-beam	Стерилізовано електронно-променевою обробкою
	Temperature limitation	Температура зберігання
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



ТОВ «Голнит»

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: info@golnit.com

www.golnit.ua



хірургічний
атравматичний
шовний матеріал

ГОЛНИТ®

Вироблено в Україні.