

КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ



Структура: мононить

Цвет: коричневый

Состав: из коллагена слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота, которая обрабатывается солями трехвалентного хрома

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Сроки рассасывания: через 20 дней сохраняет ~50% своей первоначальной прочности. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 70 дней. Полное рассасывание наступает через 60 – 90 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: высокая












Метод стерилизации: шовный материал КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ стерилизуется радиационным методом










Область применения: Предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур (желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки, урология, гинекология, фасции, мышцы, подкожная клетчатка, брюшины, паренхиматозные органы, бронхи и легкие, травматологическая хирургия, закрытие ран).








Основные преимущества: Обработка солями хрома обуславливает замедление рассасывания материала после имплантации в ткани. Быстрее абсорбируется в инфицированных тканях. А также в тканях, которые подвергаются воздействию протеолитических энзимов, таких как брюшная полость, шейка матки, влагалище.

Упаковка: Шовный материал КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ поставляется в спиртовом растворе, в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		6/0 (1)	5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)
 12 мм	3/8 колющая		216		
 12 мм	3/8 обратно-режущая	261	267	265	
 12 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		267/Д		
 13 мм	3/8 колющая				2214
 15 мм	3/8 колющая		2219		
 16 мм	3/8 колющая		2035	2218	
 16 мм	3/8 обратно-режущая		257	2742; 274	279
 17 мм	1/2 колющая		2171	2251	215
 18 мм	3/8 колющая			218	2318; 221
 19 мм	3/8 обратно-режущая		285; 2851	2558; 255	268
 20 мм	1/2 колющая		2191	2022	2288; 2286

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)
 20 мм	1/2 обратно-режущая		2524	2523		
 20 мм	3/8 колющая		2024	2319	2419; 2420	
 21 мм	3/8 обратно-режущая	2845	2841			
 22 мм	1/2 колющая		2352	2324; 2040; 2041	2044	
 23 мм	1/2 обратно-режущая			2623	2622	
 24 мм	1/2 обратно-режущая			253		
 24 мм	3/8 обратно-режущая		2842; 2843	252	2519	2725
 25 мм	3/8 колющая			2325	2425	
 26 мм	1/2 колющая		2005	205	206	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)
 30 мм	1/2 колющая		242	2431; 243	2208			
 36 мм	1/2 колющая				236; 2036	2136	2236	
 40 мм	1/2 колющая				211	212	2240	
 45 мм	1/2 колющая					2145	2246	
 48 мм	1/2 колющая				2045		2248	
 50 мм	1/2 колющая						2250	
 65 мм	1/2 колющая						2265	
	лигатура	K240	K230	K220	K210	K201	K202	K203