

# НЕЙЛОН ПЛЕТЁНЫЙ (ПОЛИАМИД ПЛЕТЁНЫЙ)



**Структура:** плетёный

**Цвет:** черный

**Состав:** полиамид

**Покрытие:** с покрытием на основе воска или силикона, или без покрытия

**Размеры:** USP 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3/4

**Свойства:** не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем снижается за счет прогрессирующего гидролиза

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная

**Метод стерилизации:** шовный материал НЕЙЛОН ПЛЕТЁНЫЙ стерилизуется окисью этилена

**Область применения:** Применяется в нейрохирургии, офтальмологии, микрохирургии, сердечно-сосудистой, общей и пластической хирургии.


**Основные преимущества:** НЕЙЛОН ПЛЕТЁНЫЙ имеет высокую прочность и образует очень надежные узлы.

**Упаковка:** Шовный материал НЕЙЛОН ПЛЕТЁНЫЙ поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 12 мм	3/8 обратно-режущая		3713		
 15 мм	3/8 колющая		3415		
 16 мм	3/8 колющая	3216	3416		
 16 мм	1/2 обратно-режущая		3616		
 16 мм	3/8 обратно-режущая	3554	3717; 3716; 3715	3718	
 16 мм	1/2 колюще-режущая				3420
 17 мм	1/2 колющая		3021	3618	
 18 мм	3/8 колющая		3418	3318	
 19 мм	3/8 обратно-режущая		3558; 3557	3544	3519
 20 мм	1/2 колющая		3023; 3020	320; 321	327
 21 мм	3/8 обратно-режущая			3569	
 22 мм	1/2 колющая		3022	334	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
22 мм	лыжа колющая, две иглы			3442/Д		
 22 мм	1/2 обратно-режущая	3721				
 24 мм	3/8 обратно-режущая		352			
 25 мм	3/8 обратно-режущая			353; 3740		
 26 мм	1/2 колющая		301	302	3026	
 26 мм	1/2 обратно-режущая		357			
 30 мм	1/2 колющая			330	3035; 3030	3130
 30 мм	1/2 обратно-режущая				358; 3580	3560; 356

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 30 мм	3/8 обратно-режущая		3556	3668	3852; 3853			
 36 мм	1/2 колющая				3037			
 36 мм	1/2 обратно-режущая				377	368		
 36 мм	3/8 обратно-режущая			3636; 3635				
 37 мм	1/2 обратно-режущая			359				
 40 мм	1/2 колющая				3040; 3041	3322	318	
 40 мм	1/2 обратно-режущая				372	367	374	376
 45 мм	1/2 колющая						3221	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 48 мм	1/2 колюще-режущая				3880			
	лигатура	H340	H330	H320	H310	H301	H302	H303