

## ПГА (полигликолид)



**Структура:** плетеный

**Цвет:** неокрашенный, фиолетовый

**Состав:** полигликолид

**Покрытие:** поликапролактон и стеарат кальция

**Размеры:** USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3/4

**Сроки рассасывания:** через 14 дней сохраняется ~ 65%

первоначальной прочности. Через 21 день ~ 40%. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 60-90 дней

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная

**Метод стерилизации:** шовный материал ПГА стерилизуется окисью этилена

**Область применения:** Предназначен для шивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Не применять в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.








**Основные преимущества:** Имеет высокий начальный предел прочности и держит рану в течении критического периода её заживления.








**Упаковка:** Шовный материал ПГА поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.








**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)
6 мм	3/8 шпательная, две иглы	G10063/Д	G9063/Д	G8063/Д			
6 мм	3/8 колющая			PG8063			
6,4 мм	3/8 шпательная			G8063			
8 мм	3/8 даймонд, две иглы				GD7083/Д	GD6083/Д	
8 мм	1/2 колющая						PG5083
8 мм	1/4 шпательная, две иглы				G7084/Д	G6084/Д	G5084/Д
8 мм	3/8 шпательная, две иглы			G8083/Д	G7083/Д	G6083/Д	G5083/Д
8 мм	3/8 шпательная				G7083	G6083	G5083
8,7 мм	1/2 обратно-режущая					Г6083	
9 мм	3/8 шпательная, две иглы				G7093/Д		
10 мм	3/8 колющая				PG70103		
10 мм	3/8 обратно-режущая					Г60103	








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)		
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)
10 мм	3/8 шпательная, две иглы	G60103/Д		
11 мм	1/2 обратно-режущая	G6011		
11 мм	3/8 обратно-режущая		G50113	
11 мм	3/8 шпательная, две иглы		GD50113/Д	
12 мм	1/2 колющая	PG6012	PG5012	
12 мм	3/8 колющая	PG60123	PG50123	PG40123
12 мм	1/2 колюще-режущая	GD6012		
12 мм	1/4 колюще-режущая, две иглы	GD60124/Д		

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)
 12 мм	1/2 обратно-режущая		Г6012	Г5012		
 12 мм	3/8 обратно-режущая	Г70123	Г60123	Г50123	Г40123	
 12 мм	1/4 шпательная, две иглы		G60124/Д			
 13 мм	1/2 колющая		PG6013		PG4013	
 13 мм	3/8 колющая					PG30133
 13 мм	3/8 обратно-режущая				Г40133	
 15 мм	1/2 колющая		PG6015	PG5015	PG4015	







Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)		
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)
 15 мм	1/2 колющая, две иглы		PG5015/Д	
 15 мм	3/8 колющая			PG40153
 15 мм	1/2 обратно-режущая	Г6015	Г5015	Г4015
 15 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			Г4015/Д
 15 мм	3/8 обратно-режущая	Г60153		
 16 мм	3/8 колющая		PG50163	PG40163
 16 мм	1/2 обратно-режущая	Г6016	Г5016	Г4016








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
16 мм 	1/2 обратно-режущая, две иглы		Г5016/Д			
16 мм 	3/8 обратно-режущая	Г60163	Г50163	Г40163	Г30163	Г20163
16 мм 	3/8 обратно-режущая, две иглы			Г40163/Д		
17 мм 	1/2 даймонд, две иглы		GD5017/Д			
17 мм 	1/2 колющая	PG6017	PG5017	PG4017	PG3017	PG2017
17 мм 	3/8 колющая			PG40173		
17 мм 	1/2 колюще-режущая		GD5017	GD4017	GD3017	GD2017








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 17 мм	1/2 обратно-режущая			Г4017			
 18 мм	3/8 колющая		PG50183	PG40183	PG30183		
 18 мм	3/8 обратно-режущая	Г60183		Г40183	Г30183		
 19 мм	1/2 обратно-режущая			Г4019			
 19 мм	3/8 обратно-режущая	Г60193	Г50193	Г40193	Г30193	Г20193	Г10193
 19 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы				Г30193/Д		
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			PG4020/Д			








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 20 мм	1/2 колющая	PG5020	PG4020	PG3020	PG2020	PG1020	PG0120
 20 мм	3/8 колющая		PG40203	PG30203	PG20203		
 20 мм	1/2 колюще-режущая		GD4020	GD3020			
 20 мм	1/2 обратно-режущая	Г5020	Г4020	Г3020	Г2020		
 20 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		Г4020/Д				
 21 мм	3/8 обратно-режущая	Г50213	Г40213	Г30213	Г20213		
 21 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			Г30213/Д			

















Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 22 мм	1/2 колющая	PG5022	PG4022	PG3022	PG2022	PG1022
 22 мм	1/2 колющая, две иглы		PG4022/Д	PG3022/Д		
 22 мм	1/2 колюще-режущая		GD4022	GD3022		
 22 мм	1/2 обратно-режущая	Г5022	Г4022	Г3022		
 22 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			Г3022/Д		
 22 мм	3/8 обратно-режущая		Г40223			








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 24 мм	1/2 обратно-режущая	Г5024	Г4024	Г3024	Г2024	
 24 мм	3/8 обратно-режущая	Г50243	Г40243	Г30243	Г20243	Г10243
 25 мм	1/2 колющая		PG4025		PG2025	
 25 мм	3/8 колющая			PG30253		
 25 мм	1/2 обратно-режущая			Г3025		
 25 мм	3/8 обратно-режущая			Г30253		
 26 мм	1/2 колющая		PG4026	PG3026	PG2026	PG1026







Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 26 мм	1/2 колющая, две иглы			PG2026/Д			
 26 мм	3/8 колющая	PG40263	PG30263	PG20263	PG10263	PG01263	
 26 мм	5/8 колющая			PG20265	PG10265		
 26 мм	1/2 колюще-режущая	GD4026	GD3026	GD2026			
 26 мм	1/2 обратно-режущая	Г4026	Г3026	Г2026	Г1026		
 26 мм	3/8 обратно-режущая		Г30263	Г20263			
 30 мм	1/2 колющая	PG4030	PG3030	PG2030	PG1030	PG0130	PG0230

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 30 мм	1/2 колющая, две иглы			PG2030/Д	PG1030/Д	
 30 мм	3/8 колющая			PG20303	PG10303	PG01303
 30 мм	1/2 колюще-режущая				GD1030	
 30 мм	1/2 обратно-режущая	Г4030	Г3030	Г2030	Г1030	
 30 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			Г2030/Д		
 30 мм	3/8 обратно-режущая	Г40303	Г30303	Г20303	Г10303	Г01303
 31 мм	1/2 колющая				PG1031	



Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 31 мм	3/8 колющая		PG40313						
 31 мм	1/2 обратно-режущая			Г3031	Г2031				
 35 мм	1/2 колющая				PG2035	PG1035	PG0135		
 35 мм	3/8 колющая				PG20353				
 36 мм	1/2 колющая	PG5036	PG4036	PG3036	PG2036	PG1036	PG0136	PG0236	PG0336
 36 мм	1/2 колюще-режущая				GD2036	GD1036			
 36 мм	1/2 обратно-режущая			Г3036	Г2036	Г1036	Г0136		

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 36 мм	3/8 обратно-режущая			Г20363		Г01363		
 37 мм	1/2 колющая			PG2037				
 40 мм	1/2 колющая	PG4040	PG3040	PG2040	PG1040	PG0140	PG0240	PG0340
 40 мм	1/2 колюще-режущая				GD1040	GD0140		
 40 мм	1/2 обратно-режущая			Г2040	Г1040	Г0140	Г0240	Г0340
 40 мм	3/8 обратно-режущая			Г20403	Г10403			
 45 мм	1/2 колющая		PG2045	PG1045	PG0145	PG0245		

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 45 мм	1/2 колюще-режущая		GD1045			
 48 мм	1/2 колющая, две иглы			PG0148/Д		
 48 мм	1/2 колющая	PG2048	PG1048	PG0148	PG0248	PG0348
 48 мм	1/2 обратно-режущая	Г2048	Г1048	Г0148	Г0248	
 48 мм	3/8 обратно-режущая	Г20483				
 50 мм	1/2 колющая	PG2050	PG1050	PG0150	PG0250	
 50 мм	1/2 колющая, две иглы			PG0150/Д		

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 50 мм	3/8 колющая				PG01503		
 50 мм	1/2 колюще-режущая			GD1050			
 50 мм	1/2 обратно-режущая	Г3050	Г2050	Г1050		Г0250	Г0350
 55 мм	1/2 обратно-режущая					Г0255	Г0355
 60 мм	1/2 колющая				PG0160		
 60 мм	1/2 обратно-режущая			Г1060	Г0160		



Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)
 <p>60 мм</p>	прямая обратно-режущая	Г5060п	Г4060п	Г3060п	Г2060п				
 <p>65 мм</p>	1/2 колющая					PG1065	PG0165	PG0265	PG0365
	лигатура		PG40	PG30	PG20	PG10	PG01	PG02	PG03