

# НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ



**Структура:** плетеный

**Цвет:** черный

**Состав:** полиамид

**Покрытие:** с покрытием на основе воска или силикона, или без покрытия

**Размеры:** USP 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3/4

**Свойства:** не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем снижается за счет прогрессирующего гидролиза

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная


**Метод стерилизации:** шовный материал НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ стерилизуется окисью этилена

**Область применения:** Применяется в нейрохирургии, офтальмологии, микрохирургии, сердечно-сосудистой, общей и пластической хирургии.


**Основные преимущества:** НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ имеет высокую прочность и образует очень надежные узлы.

**Упаковка:** Шовный материал НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 12 мм	3/8 обратно-режущая		P2D4012			45 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая		P1D4015			45 см 75 см
 16 мм	3/8 колющая	P1D5016	P1D4016			45 см 75 см
 16 мм	1/2 обратно-режущая		P2H4016			45 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая	P2D5016	P2D4016	P2D3016		45 см 75 см
 16 мм	1/2 колюще-режущая				P3H2016	45 см 75 см
 17 мм	1/2 колющая		P1H4017	P1H3017		45 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая		P1D4018	P1D3018		45 см 75 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая		P2D4019	P2D3019	P2D2019	45 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая		P1H4020	P1H3020	P1H2020	45 см 75 см
 21мм	3/8 обратно-режущая			P2D3021		45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая		P1H4022	P1H3022		45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
22 мм	лыжа колющая, две иглы			P1L2022d			45 см 75 см
 22 мм	1/2 обратно-режущая	P2H4022					45 см 75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая		P2D3024				45 см 75 см
 25 мм	3/8 обратно-режущая			P2D2025			45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая		P1H3026	P1H2026	P1H1026		45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая		P2H3026				45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая			P1H2030	P1H1030	P1H0130	45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая				P2H1030	P2H0130	45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)	
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)		3/4 (6)
 30 мм	3/8 обратно-режущая		P2D3030	P2D2030	P2D1030				45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая				P1H1036				45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая				P2H1036	P2H0136			45 см 75 см 90 см
 36 мм	3/8 обратно-режущая			P2D2036					45 см 75 см 90 см
 37 мм	1/2 обратно-режущая			P2H2037					45 см 75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая				P1H1040	P1H0140	P1H0240		75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая				P2H1040	P2H0140	P2H0240	P2H0340	75 см 90 см
 45 мм	1/2 колющая						P1H0245		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	
 48 мм	1/2 колюще-режущая				P3H1048				75 см 90 см
	лигатура	P40	P30	P20	P10	P01	P02	P03	150 см 250 см