

## ПОЛИЭФИР



**Структура:** плетеный

**Цвет:** черный, белый, зеленый

**Состав:** полиэтилентерефталат

**Покрытие:** с покрытием на основе воска, тефлона или силикона, или без покрытия

**Размеры:** USP 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 1; 2; 3/4; 5; 6; 7

**Свойства:** не рассасывается. Практически вся прочность на разрыв сохраняется

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная

**Метод стерилизации:** шовный материал ПОЛИЭФИР стерилизуется окисью этилена

**Область применения:** Применяется во всех областях оперативной хирургии, в частности для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая нейрохирургические, офтальмологические и сердечно-сосудистые операции, а также для фиксации мягких тканей на костных структурах (например, сухожильный шов, вертельный шов).

**Основные преимущества:** Имеет высокую прочность, инертность и биосовместимость.

**Упаковка:** Шовный материал ПОЛИЭФИР поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

## ТЕФЛОНОВЫЕ ПЛЕДЖЕТЫ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПОЛИЭФИР













**Применение:** Полиэфирные шовные материалы с pledжетом специально сделаны для использования в сердечно-сосудистой хирургии. Используется для закрытия раны или язвы, или для остановки кровотечения.










**Состав:** Прокладка состоит из политетрафторэтилена (PTFE), который имеет исключительную биоинертность.









**Размер:** от 3мм до 9 мм х от 1,5мм до 4,5 мм х от 0,5мм до 2,5мм.









Шовный материал	Размер прокладки	Размер USP	Описание иглы	Длина иглы
Полиэфир	3 мм х 3 мм х 1,5 мм; 6 мм х 3 мм х 1,5 мм	2/0	1/2 колющая, две иглы	16 мм; 20 мм; 22 мм; 26 мм
			1/2 колюще-режущая, две иглы	17 мм; 20 мм; 26 мм









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
8 мм	1/4 шпательная, две иглы			E5K5008d			45 см 75 см
8 мм	3/8 шпательная, две иглы	E5D7008d	E5D6008d	E5D5008d			45 см 75 см
10 мм	3/8 колющая, две иглы		E1D6010d				45 см 60см
12 мм	3/8 колющая, две иглы		E1D6012d	E1D5012d	E1D4012d		60 см 75 см
12 мм	3/8 колющая		E1D6012	E1D5012			45 см 75 см
12 мм	3/8 обратно-режущая		E2D6012	E2D5012			50 см 75 см
13 мм	1/2 колющая			E1H5013			45 см 75 см
13 мм	3/8 обратно-режущая		E2D6013	E2D5013			45 см 75 см
15 мм	1/2 колющая, две иглы					E1H3015d	45 см 75 см
15 мм	1/2 колющая			E1H5015		E1H3015	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
15 мм 	3/8 колющая, две иглы		E1D5015d					75 см
15 мм 	3/8 колющая	E1D6015	E1D5015					45 см 75 см
16 мм 	3/8 колющая		E1D5016	E1D4016				45 см 75 см
16 мм 	3/8 обратно-режущая		E2D5016	E2D4016				45 см 75 см
17 мм 	1/2 колющая, две иглы		E1H5017d					75 см
17 мм 	1/2 колюще-режущая, две иглы					E3H2017d		75 см 90 см
17 мм 	1/2 обратно-режущая			E2H4017				45 см 75 см
17 мм 	1/2 колюще-режущая			E3H4017				45 см 75 см
17 мм 	1/2 колющая		E1H5017	E1H4017	E1H3017	E1H2017	E1H1017	45 см 75 см
17 мм 	3/8 колющая				E1D3017			45 см 75 см








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 18 мм	1/2 колющая, две иглы	E1H5018d	E1H4018d	E1H3018d			75 см 90 см
 18 мм	1/2 колющая			E1H3018			45 см 75 см
 18 мм	1/2 колюще-режущая			E3H3018			45 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая	E1D5018	E1D4018	E1D3018	E1D2018	E1D1018	45 см 75 см 90 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая		E2D4019	E2D3019	E2D2019		45 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая		E1H4020	E1H3020	E1H3020		45 см 75 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая		E2H4020	E2H3020			45 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			E1H3020d	E1H2020d		75 см 90 см
 20 мм	3/8 колющая				E1D2020		75 см 90 см







Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 20 мм	3/8 колющая, две иглы		E1D3020d	E1D2020d	E1D1020d			75 см 90 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая		E2D3021					45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая	E1H4022		E1H2022				45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая, две иглы			E1H2022d				75 см 90 см
 23 мм	1/2 обратно-режущая			E2H2023				45 см 75 см
 25 мм	1/2 колющая, две иглы					E1H1025d		75 см 90 см
 25 мм	1/2 колюще-режущая, две иглы			E3H2025d				75 см 90 см
 25 мм	1/2 колющая				E1H1025			45 см 75 см




Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 25 мм	1/2 обратно-режущая		E2H3025					45 см 75 см
 25 мм	3/8 колющая, две иглы					E1D1025d		75 см 90 см
 25 мм	3/8 колющая		E1D3025					45 см 75 см
 25 мм	3/8 обратно-режущая		E2D3025					45 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая, две иглы		E1H3026d	E1H2026d	E1H1026d	E1H0126d		75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая			E1H2026	E1H1026			45 см 75 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая	E2H4026				E2H0126		45 см 75 см
 26 мм	3/8 колющая, две иглы					E1D0126d		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 26 мм	3/8 обратно-режущая			E2D2026				45 см 75 см
 30 мм	1/2 колющая			E1H2030	E1H1030	E1H0130		45 см 75 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая		E2H3030			E2H0130		45 см 75 см 90 см
 30 мм	3/8 колющая					E1D0130		75 см 90 см
 30 мм	3/8 обратно-режущая		E2D3030	E2D2030	E2D1030			45 см 75 см 90 см
 35 мм	1/2 колющая		E1H3035					45 см 75 см
 35 мм	1/2 обратно-режущая				E2H1035	E2H0135		75 см 90 см
 35 мм	1/2 колюще-режущая		E3H3035					45 см 75 см



Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)								Длина нити (см)	
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	5 (7)		
 35 мм	3/8 обратно-режущая		E2D3035								45 см 75 см
 36 мм	1/2 колющая	E1H4036		E1H2036	E1H1036						45 см 75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая				E1H1040	E1H0140	E1H0240	E1H0340	E1H0540		75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая				E2H1040	E2H0140		E2H0340			75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая, две иглы			E1H2040d		E1H0140d	E1H0240d				75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы					E2H0140d					75 см 90 см
 40 мм	3/8 обратно-режущая							E2D0340	E2D0540		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							Длина нити (см)
		0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	
 45 мм	1/2 колюще-режущая			E3H0245					75 см 90 см
 48 мм	1/2 колющая		E1H0148			E1H0548			75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая	E2H1048	E2H0148	E2H0248					75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая			E1H0250	E1H0350	E1H0550	E1H0650		75 см 90 см
 50 мм	1/2 обратно-режущая						E2H0650		75 см 90 см
 54 мм	1/2 обратно-режущая				E2H0354				75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)										Длина нити (см)	
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)		
 55 мм	1/2 обратно-режущая										E2H0655	E2H0755	90 см 110 см
 60 мм	прямая обратно-режущая	E2S4060	E2S3060	E2S2060		E2S0160							75 см 90 см
 65 мм	1/2 колющая					E1H0165							90 см 110 см
	лигатура		E40	E20	E10	E01	E02	E03	E05	E06		E07	(45 см x 10) (60 см x 20) 150 см