

КЕТГУТ



Структура: мононить

Цвет: неокрашенный

Состав: очищенная соединительная ткань (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Сроки рассасывания: через 8 дней сохраняет ~50% своей первоначальной прочности. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 30 дней. Полное рассасывание наступает через 40 – 70 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: высокая

Метод стерилизации: шовный материал КЕТГУТ стерилизуется радиационным методом

Область применения: Хирургические нити предназначены для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, включая использование в глазной хирургии, урологии, гинекологии и травматологии (швы мышц, фасций, подкожной клетчатки, слизистых оболочек, желудочно-кишечного тракта, паренхиматозных органов, брюшины и других ран в тканях, которые быстро заживают).

Основные преимущества: Быстрее абсорбируется в инфицированных тканях. А также в тканях, которые подвергаются воздействию протеолитических энзимов, таких как брюшная полость, шейка матки, влагалище. Абсорбируется быстрее, чем кетгут хромированный.

Упаковка: Шовный материал КЕТГУТ поставляется в спиртовом растворе, в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.


Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		6/0 (1)	5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	
 12 мм	3/8 колющая	G1D6012	G1D5012			50 см 75 см
 12 мм	3/8 обратно-режущая	G2D6012	G2D5012			50 см 75 см
 13 мм	3/8 колющая				G1D6013	50 см 75 см
 15 мм	1/2 колющая		G1H5015	G1H4015		50 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая		G1D5015	G1D4015		50 см 75 см
 16 мм	1/2 обратно-режущая		G2H5016	G2H4016		50 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая	G2D6016	G2D5016	G2D4016	G2D3016	50 см 75 см
 17 мм	1/2 колющая			G1H4017	G1H3017	50 см 75 см
 18 мм	1/2 обратно-режущая			G2H4018		50 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая			G1D4018		50 см 75 см
 19 мм	1/2 обратно-режущая		G2H5019			50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		6/0 (1)	5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	
 19 мм	3/8 обратно-режущая		G2D5019	G2D4019	G2D3019		50 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая		G1H5020	G1H4020	G1H3020		50 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			G1H4020d			50 см 75 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая			G2H4020			50 см 75 см
 20 мм	3/8 колющая			G1D4020	G1D3020	G1D2020	50 см 75 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая			G2D4021	G2D3021		50 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая			G1H4022	G1H3022		50 см 75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая				G2D3024	G2D2024	50 см 75 см
 25 мм	1/2 колющая			G1H4025			50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)	1 (5)	
 25 мм	3/8 колющая		G1D3025				50 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая		G1H3026	G1H2026	G1H1026	G1H0126	50 см 75 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая	G2H4026					50 см 75 см
 26 мм	3/8 колющая		G1D3026	G1D2026	G1D1026		50 см 75 см
 30 мм	1/2 колющая			G1H2030	G1H1030	G1H0130	50 см 75 см
 30 мм	3/8 колющая				G1D1030		50 см 75 см
 35 мм	1/2 колющая			G1H2035			50 см 75 см
 36 мм	1/2 колющая				G1H1036		50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		0 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	
 36 мм	1/2 колющая		G1H0136	G1H0236	G1H0336	50 см 75 см
 36 мм	1/2 колющая, две иглы		G1H1036d			50 см 75 см
 40 мм	1/2 колющая	G1H1040	G1H0140	G1H0240		50 см 75 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая		G2H0140			50 см 75 см
 45 мм	1/2 колющая	G1H1045	G1H0145	G1H0245		50 см 75 см
 48 мм	1/2 колющая	G1H1048	G1H0148	G1H0248		50 см 75 см
 50 мм	1/2 колющая			G1H0250		50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)										Длина нити (см)	
		5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)		
 70 мм	1/2 колющая				G1H2070	G1H1070							50 см 75 см
	лигатура		G40	G30	G20	G10	G01	G02	G03	G04	G05		150 см