

КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ



Структура: мононить

Цвет: коричневый

Состав: из коллагена слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота, которая обрабатывается солями трехвалентного хрома

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Сроки рассасывания: через 20 дней сохраняет ~ 50% своей первоначальной прочности. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 70 дней. Полное рассасывание наступает через 60 – 90 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: высокая











Метод стерилизации: шовный материал КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ стерилизуется радиационным методом










Область применения: Предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур (желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки, урология, гинекология, фасции, мышцы, подкожная клетчатка, брюшины, паренхиматозные органы, бронхи и легкие, травматологическая хирургия, закрытие ран).








Основные преимущества: Обработка солями хрома обуславливает замедление рассасывания материала после имплантации в ткани. Быстрее абсорбируется в инфицированных тканях. А также в тканях, которые подвергаются воздействию протеолитических энзимов, таких как брюшная полость шейки матки, влагалище.

Упаковка: Шовный материал КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ поставляется в спиртовом растворе, в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		6/0 (1)	5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	
 12 мм	3/8 колющая		GC1D5012			50 см 75 см
 12 мм	3/8 обратно-режущая	GC2D6012	GC2D5012	GC2D4012		50 см 75 см
 12 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		GC2D5012d			50 см 75 см
 13 мм	3/8 колющая				GC1D3013	50 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая		GC1D5015			50 см 75 см
 16 мм	3/8 колющая		GC1D5016	GC1D4016		50 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая		GC2D5016	GC2D4016	GC2D3016	50 см 75 см
 17 мм	1/2 колющая		GC1H5017	GC1H4017	GC1H3017	50 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая			GC1D4018	GC1D3018	50 см 75 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая		GC2D5019	GC2D4019	GC2D3019	50 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая		GC1H5020	GC1H4020	GC1H3020	50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1,5)	4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)	
 20 мм	1/2 обратно-режущая		GC2H4020	GC2H3020			50 см 75 см
 20 мм	3/8 колющая		GC1D4020	GC1D3020	GC1D2020		50 см 75 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая	GC2D5021	GC2D4021				50 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая		GC1H4022	GC1H3022	GC1H2022		50 см 75 см
 23 мм	1/2 обратно-режущая			GC2H3023	GC2H2023		50 см 75 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая			GC2H3024			50 см 75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая		GC2D4024	GC2D3024	GC2D2024	GC2D1024	50 см 75 см
 25 мм	3/8 колющая			GC1D3025	GC1D2025		50 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая		GC1H4026	GC1H3026	GC1H2026		50 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							Длина нити (см)
		4/0 (2)	3/0 (3)	2/0 (3,5)	0 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	
 30 мм	1/2 колющая		GC1H3030	GC1H2030	GC1H1030				50 см 75 см
 36 мм	1/2 колющая				GC1H1036	GC1H0136	GC1H0236		50 см 75 см
 40 мм	1/2 колющая				GC1H1040	GC1H0140	GC1H0240		50 см 75 см
 45 мм	1/2 колющая					GC1H0145	GC1H0245		50 см 75 см
 48 мм	1/2 колющая				GC1H1048		GC1H0248		50 см 75 см
 50 мм	1/2 колющая						GC1H0250		50 см 75 см
 65 мм	1/2 колющая						GC1H0265		50 см 75 см
	лигатура	GC40	GC30	GC20	GC10	GC01	GC02	GC03	150 см