

НЕОСОРБ (ПОЛИГЛАКТИН 910)



Структура: плетеный

Цвет: неокрашенный, фиолетовый

Состав: состоит на 90% из полигликолевой кислоты и на 10% из L-лактида

Покрытие: покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида, и стеарата кальция

Размеры: USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3/4

Сроки рассасывания: через 14 дней сохраняется ~ 60% первоначальной прочности.

Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 60-90 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал НЕОСОРБ стерилизуется окисью этилена










Область применения: Применяется для сопоставления и/или лигирования тканей во всех областях хирургии, включая применение в офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Не применять в сердечно-сосудистой хирургии.










Основные преимущества: Благодаря гладкому покрытию легко проходит через ткани.








Упаковка: Шовный материал НЕОСОРБ поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.







Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
12 мм	3/8 обратно-режущая	B2D6012	B2D5012					45 см 75 см
15 мм	1/2 колющая		B1H5015	B1H4015				45 см 75 см
15 мм	1/2 обратно-режущая		B2H5015					45 см 75 см
15 мм	3/8 колющая		B1D5015					45 см 75 см
16 мм	3/8 колющая		B1D5016	B1D4016				45 см 75 см
16 мм	3/8 обратно-режущая		B2D5016	B2D4016				45 см 75 см
17 мм	1/2 колющая			B1H4017	B1H3017	B1H2017		45 см 75 см 90 см
17 мм	1/2 колюще-режущая			B3H4017	B3H3017	B3H2017		45 см 75 см 90 см
18 мм	3/8 колющая			B1D4018	B1D3018			45 см 75 см
18 мм	3/8 обратно-режущая			B2D4018				45 см 75 см
19 мм	3/8 обратно-режущая		B2D5019	B2D4019	B2D3019		B2D1019	45 см 75 см 90 см
20 мм	1/2 колющая			B1H4020	B1H3020	B1H2020		45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 20 мм	1/2 колюще-режущая			B3H3020			75 см 90 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая	B2H5020	B2H4020	B2H3020			45 см 75 см 90 см
 20 мм	3/8 колющая		B1D4020	B1D3020	B1D2020		45 см 75 см 90 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая			B2D3021			45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая	B1H5022		B1H3022		B1H1022	45 см 75 см 90 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая		B2H4024	B2H3024	B2H2024		45 см 75 см 90 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая	B2D5024	B2D4024	B2D3024	B2D2024		45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая			B1H3026			45 см 75 см
 26 мм	1/2 колюще-режущая			B3H3026			45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 26 мм	1/2 обратно-режущая		B2H2026			45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 обратно-режущая	B2D3026	B2D2026			45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая	B1H3030	B1H2030	B1H1030		45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая	B2H3030	B2H2030			45 см 75 см 90 см
 30 мм	3/8 обратно-режущая	B2D3030	B2D2030			45 см 75 см 90 см
 35 мм	1/2 колющая			B1H1035		75 см 90 см
 35 мм	3/8 колющая		B1D2035			45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая	B1H3036	B1H2036	B1H1036	B1H0136	45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колюще-режущая	B3H3036	B3H2036			45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 36 мм	1/2 обратно-режущая	B2H2036	B2H1036		75 см 90 см
 37 мм	1/2 колющая	B1H3037			75 см 90 см
 37 мм	1/2 колюще-режущая		B3H1037		75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая		B1H1040	B1H0140	75 см 90 см
 40 мм	1/2 колюще-режущая		B3H1040	B3H0140	75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая		B2H1040	B2H0140	75 см 90 см
 45 мм	1/2 колющая		B1H1045	B1H0145	75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 48 мм	1/2 колющая				B1H1048	B1H0148		75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая				B2H1048			75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая				B1H1050			75 см 90 см
 50 мм	3/8 колющая					B1D0150		75 см 90 см
 60 мм	прямая обратно-режущая					B2S0160		75 см 90 см
 65 мм	1/2 колющая					B1H0165		75 см 90 см
	лигатура	B40	B30	B20	B10	B01	B02	150 см 250 см