

## ПГА (полигликолид)



**Структура:** плетеный

**Цвет:** неокрашенный, фиолетовый

**Состав:** полигликолид

**Покрытие:** поликапролактон и стеарат кальция

**Размеры:** USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3/4

**Сроки рассасывания:** через 14 дней сохраняется ~ 65% первоначальной прочности. Через 21 день ~ 40%. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 60-90 дней

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная

**Метод стерилизации:** шовный материал ПГА стерилизуется окисью этилена

**Область применения:** Предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Не применять в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.

**Основные преимущества:** Имеет высокий начальный предел прочности и держит рану в течении критического периода её заживления.

**Упаковка:** Шовный материал ПГА поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	
6 мм	3/8 шпательная, две иглы	A5D1006d	A5D9006d	A5D8006d				30 см 45 см
6 мм	3/8 колющая			A1D8006				30 см 45 см
6,4 мм	3/8 шпательная			A5D8006				30 см 45 см
8 мм	3/8 даймонд, две иглы				A6D7008d	A6D6008d		30 см 45 см 75 см
8 мм	1/2 колющая						A1H5008	45 см 75 см
8 мм	1/4 шпательная, две иглы				A5K7008d	A5K6008d	A5K5008d	45 см 60 см 75 см
8 мм	3/8 шпательная, две иглы			A5D8008d	A5D7008d	A5D6008d	A5D5008d	45 см 60 см 75 см
8 мм	3/8 шпательная				A5D7008	A5D6008	A5D5008	45 см 75 см
8,7 мм	1/2 обратно-режущая					A2H6009		45 см 75 см
9 мм	3/8 шпательная, две иглы				A5D7009d			45 см
10 мм	3/8 колющая				A1D7010			45 см
10 мм	3/8 обратно-режущая					A2D6010		45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	
10 мм	3/8 шпательная, две иглы	A5D6010d			30 см 45 см 75 см
11 мм	1/2 обратно-режущая	A2H6011			45 см 75 см
11 мм	3/8 обратно-режущая		A2D5011		45 см 75 см
11 мм	3/8 шпательная, две иглы		A5D5011d		75 см
12 мм	1/2 колющая	A1H6012	A1H5012		45 см 75 см
12 мм	3/8 колющая	A1D6012	A1D5012	A1D4012	45 см 75 см
12 мм	1/2 колюще-режущая	A3H6012			45 см 75 см
12 мм	3/8 колюще-режущая, две иглы	A3D6012d			45 см 60 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
12 мм 	1/2 обратно-режущая		A2H6012	A2H5012			45 см 75 см
12 мм 	3/8 обратно-режущая	A2D7012	A2D6012	A2D5012	A2D4012		45 см 75 см
12 мм 	1/4 шпательная, две иглы		A5K6012d				45 см 60 см
13 мм 	1/2 колющая		A1H6013		A1H4013		45 см 75 см
13 мм 	3/8 колющая					A1D3013	45 см 75 см
13 мм 	3/8 обратно-режущая				A2D4013		45 см 75 см
15 мм 	1/2 колющая		A1H6015	A1H5015	A1H4015		45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	
 15 мм	1/2 колющая, две иглы		A1H5015d		75 см
 15 мм	3/8 колющая			A1D4015	45 см 75 см
 15 мм	1/2 обратно-режущая	A2H6015	A2H5015	A2H4015	45 см 75 см
 15 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			A2H4015d	75 см
 15 мм	3/8 обратно-режущая	A2D6015			45 см 75 см
 16 мм	3/8 колющая		A1D5016	A1D4016	45 см 75 см
 16 мм	1/2 обратно-режущая	A2H6016	A2H5016	A2H4016	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Suture Size USP (EP)					Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 16 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		A2H5016d				75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая	A2D6016	A2D5016	A2D4016	A2D3016	A2D2016	45 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			A2D4016d			60 см 75 см
 17 мм	1/2 даймонд, две иглы		A6H5017d				75 см
 17 мм	1/2 колющая	A1H6017	A1H5017	A1H4017	A1H3017	A1H2017	45 см 75 см
 17 мм	3/8 колющая			A1D4017			45 см 75 см
 17 мм	1/2 колюще-режущая		A3D5017	A3D4017	A3D3017	A3D2017	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 17 мм	1/2 обратно-режущая			A2H4017				45 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая		A1D5018	A1D4018	A1D3018			45 см 75 см
 18 мм	3/8 обратно-режущая	A2D6018		A2D4018	A2D3018			45 см 75 см
 19 мм	1/2 обратно-режущая			A2H4019				45 см 75 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая	A2D6019	A2D5019	A2D4019	A2D3019	A2D2019	A2D1019	75 см 90 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы				A2D3019d			75 см 90 см
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			A1D4020d				75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 20 мм	1/2 колющая	A1H5020	A1H4020	A1H3020	A1H2020	A1H1020	A1H0120	45 см 75 см 90 см
 20 мм	3/8 колющая		A1D4020	A1D3020	A1D2020			45 см 75 см 90 см
 20 мм	1/2 колюще-режущая		A3H4020	A3H3020				45 см 75 см 90 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая	A2H5020	A2H4020	A2H3020	A2H2020			45 см 75 см 90 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		A2H4020d					45 см 75 см 90 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая	A2D5021	A2D4021	A2D3021	A2D2021			45 см 75 см 90 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			A2D3021d				45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 22 мм	1/2 колющая	A1H5022	A1H4022	A1H3022	A1H2022	A1H1022	75 см 90 см
 22 мм	1/2 колющая, две иглы		A1H4022d	A1H3022d			75 см 90 см
 22 мм	1/2 колюще-режущая		A3H4022	A3H3022			75 см 90 см
 22 мм	1/2 обратно-режущая	A2H5022	A2H4022	A2H3022			75 см 90 см
 22 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			A2H3022d			75 см 90 см
 22 мм	3/8 обратно-режущая		A2D4022				75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 24 мм	1/2 обратно-режущая	A2H5024	A2H4024	A2H3024	A2H2024		45 см 75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая	A2D5024	A2D4024	A2D3024	A2D2024	A2D1024	45 см 75 см
 25 мм	1/2 колющая		A1H4025		A1H2025		45 см 75 см
 25 мм	3/8 колющая			A1D3025			45 см 75 см
 25 мм	1/2 обратно-режущая			A2H3025			45 см 75 см
 25 мм	3/8 обратно-режущая			A2D3025			45 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая		A1H4026	A1H3026	A1H2026	A1H1026	75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 26 мм	1/2 колющая, две иглы			A1H2026d				45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 колющая	A1D4026	A1D3026	A1D2026	A1D1026	A1D0126		45 см 75 см 90 см
 26 мм	5/8 колющая			A1F2026	A1F1026			45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 колюще-режущая	A3H4026	A3H3026	A3H2026				45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая	A2H4026	A2H3026	A2H2026	A2H1026			45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 обратно-режущая		A2D3026	A2D2026				45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая	A1H4030	A1H3030	A1H2030	A1H1030	A1H0130	A1H0230	45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 30 мм	1/2 колющая, две иглы			A1H2030d	A1H1030d		75 см 90 см
 30 мм	3/8 колющая			A1D2030	A1D1030	A1D0130	75 см 90 см
 30 мм	1/2 колюще-режущая				A3H1030		75 см 90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая	A2H4030	A2H3030	A2H2030	A2H1030		75 см 90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы			A2H2030d			75 см 90 см
 30 мм	3/8 обратно-режущая	A2D4030	A2D3030	A2D2030	A2D1030	A2D0130	75 см 90 см
 31 мм	1/2 колющая				A1H1031		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)								Длина нити (см)	
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)		
 31 мм	3/8 колющая		A1D4031								45 см 75 см 90 см
 31 мм	1/2 обратно-режущая			A2H3031	A2H2031						45 см 75 см 90 см
 35 мм	1/2 колющая				A1H2035	A1H1035	A1H0135				45 см 75 см 90 см
 35 мм	3/8 колющая				A1D2035						45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая	A1H5036	A1H4036	A1H3036	A1H2036	A1H1036	A1H0136	A1H0236	A1H0336		45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колюще-режущая				A3H2036	A3H1036					45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая			A2H3036	A2H2036	A2H1036	A2H0136				45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	
 36 мм	3/8 обратно-режущая			A2D2036		A2D1036			75 см 90 см
 37 мм	1/2 колющая			A1H2037					75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая	A1H4040	A1H3040	A1H2040	A1H1040	A1H0140	A1H02040	A1H0340	75 см 90 см
 40 мм	1/2 колюще-режущая				A3H1040	A3H0140			75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая			A2H2040	A2H0240	A2H0140	A2H0240	A2H0340	75 см 90 см
 40 мм	3/8 обратно-режущая			A2D2040	A2D1040				75 см 90 см
 45 мм	1/2 колющая		A1H3045	A1H2045	A1H1045	A1H0145			75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	
 45 мм	1/2 колюще-режущая		A3H1045				75 см 90 см
 48 мм	1/2 колющая, две иглы			A1H0148d			75 см 90 см
 48 мм	1/2 колющая	A1H2048	A1H1048	A1H0148	A1H0248	A1H0348	75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая	A2H2048	A2H1048	A2H0148	A2H0248		75 см 90 см
 48 мм	3/8 обратно-режущая	A2D2048					75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая	A1H2050	A1H1050	A1H0150	A1H0250		75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая, две иглы			A1H0150d			75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	
 50 мм	3/8 колющая				A1D0150			75 см 90 см
 50 мм	1/2 колюще-режущая			A3H1050				75 см 90 см
 50 мм	1/2 обратно-режущая	A2H3050	A2H2050	A2H1050		A2H0250	A2H0350	75 см 90 см
 55 мм	1/2 обратно-режущая					A2H0255	A2H0355	75 см 90 см
 60 мм	1/2 колющая				A1H0160			75 см 90 см
 60 мм	1/2 обратно-режущая			A2H1060	A2H0160			75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)								Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3/4 (6)	
 <p>60 мм</p>	прямая обратно-режущая	A2S5060	A2S4060	A2S3060	A2S2060					75 см 90 см
 <p>65 мм</p>	1/2 колющая					A1H1065	A1H0165	A1H0265	A1H0365	75 см 90 см
	лигатура		A40	A30	A20	A10	A01	A02	A03	150 см 250 см