

## ПГА РАПИД



**Структура:** плетеный

**Цвет:** неокрашенный, фиолетовый

**Состав:** полигликолид

**Покрытие:** поликапролактон и стеарат кальция

**Размеры:** USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

**Сроки рассасывания:** через 7 дней сохраняется ~50% первоначальной прочности. Абсорбция путем гидролиза полностью завершается через ~ 40-42 дня

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная













**Метод стерилизации:** шовный материал ПГА РАПИД стерилизуется окисью этилена










**Область применения:** Используется при закрытии ран кожи и слизистых. Предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Незаменим в детской хирургии и хирургии полости рта. Будучи абсорбируемым, не должен применяться в тех случаях, когда требуется сближение тканей в стрессовых условиях дольше, чем на 7 дней.










**Основные преимущества:** Не нужно снимать швы. Имеет короткий срок рассасывания.








**Упаковка:** Шовный материал ПГА РАПИД поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.





**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
 12 mm	1/2 колющая	AQ1H6012	AQ1H5012	AQ1H4012		45 cm 75 cm
 12 mm	3/8 колющая	AQ1D6012	AQ1D5012	AQ1D4012		45 cm 75 cm
 12 mm	3/8 обратно-режущая	AQ2D6012	AQ2D5012	AQ2D4012		45 cm 75 cm
 13 mm	1/2 колющая		AQ1H5013			45 cm 75 cm
 13 mm	1/2 обратно-режущая	AQ2H6013	AQ2H5013	AQ2H4013		45 cm 75 cm
 13 mm	3/8 обратно-режущая		AQ2D5013	AQ2D4013		45 cm 75 cm
 15 mm	1/2 обратно-режущая		AQ2H5015			45 cm 75 cm
 16 mm	3/8 колющая	AQ1D6016	AQ1D5016	AQ1D4016		45 cm 75 cm
 16 mm	3/8 обратно-режущая		AQ2D5016	AQ2D4016	AQ2D3016	45 cm 75 cm
 17 mm	1/2 обратно-режущая			AQ2H4017		45 cm 75 cm
 18 mm	3/8 колющая			AQ1D4018	AQ1D3018	45 cm 75 cm
 19 mm	3/8 обратно-режущая		AQ2D5019	AQ2D4019	AQ2D3019	45 cm 75 cm

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 20 mm	1/2 колющая	AQ1H5020	AQ1H4020	AQ1H3020	AQ1H2020	45 cm 75 cm
 20 mm	1/2 колюще-режущая		AQ3H4020			45 cm 75 cm
 20 mm	3/8 колющая			AQ1D3020	AQ1D2020	45 cm 75 cm
 20 mm	3/8 обратно-режущая			AQ2D3020		45 cm 75 cm
 21 mm	3/8 обратно-режущая			AQ2D3021		45 cm 75 cm
 22 mm	1/2 колющая		AQ1H4022	AQ1H3022	AQ1H2022	45 cm 75 cm
 22 mm	5/8 колющая			AQ1F3022		45 cm 75 cm
 24 mm	3/8 обратно-режущая		AQ2D4024	AQ2D3024		45 cm 75 cm
 25 mm	1/2 обратно-режущая			AQ2H3025		45 cm 75 cm

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)		Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	
 26 mm	1/2 колющая	AQ1H3026	AQ1H2026	75 cm 90 cm
 26 mm	1/2 колющая, две иглы	AQ1H3026d	AQ1H2026d	75 cm 90 cm
 26 mm	1/2 колюще-режущая		AQ3H2026	75 cm 90 cm
 26 mm	3/8 колющая	AQ1D3026		75 cm 90 cm
 26 mm	3/8 колющая, две иглы	AQ1D3026d	AQ1D2026d	75 cm 90 cm
 26 mm	5/8 колющая	AQ1F3026	AQ1F2026	75 cm 90 cm
 30 mm	1/2 колющая	AQ1H3030	AQ1H2030	75 cm 90 cm
 30 mm	1/2 колющая, две иглы	AQ1H3030d		75 cm 90 cm
 30 mm	3/8 обратно-режущая	AQ2D3030	AQ2D2030	75 cm 90 cm

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 36 mm	1/2 колющая	AQ1H3036	AQ1H2036		AQ1H0136	75 cm 90 cm
 36 mm	1/2 колюще-режущая	AQ3H3036	AQ3H2036	AQ3H1036	AQ3H0136	75 cm 90 cm
 36 mm	1/2 обратно-режущая	AQ2H3036	AQ2H2036		AQ2H0136	75 cm 90 cm
 40 mm	1/2 колющая			AQ1H1040	AQ1H0140	75 cm 90 cm
 40 mm	1/2 колюще-режущая		AQ3H2040			75 cm 90 cm
 40 mm	1/2 обратно-режущая		AQ2H2040			75 cm 90 cm
 45 mm	1/2 колющая			AQ1H1045	AQ1H0145	75 cm 90 cm

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 50 mm	1/2 колющая				AQ1H0150		75 cm 90 cm
 50 mm	прямая обратно-режущая	AQ2S3050					75 cm 90 cm
 55 mm	1/2 обратно-режущая					AQ2H0255	75 cm 90 cm
 65 mm	1/2 колющая					AQ1H0265	75 cm 90 cm
	лигатура		AQ20		AQ01		150 cm 250 cm